



# AESCULAP® 鋼製器具 メンテナンスプログラム

AESCULAP® SURGICAL INSTRUMENTS  
MAINTENANCE PROGRAM

# AESCULAP® 鋼製器具メンテナンスプログラム

本プログラムでは、病院資産である鋼製器具を安全かつ経済的にご使用頂くため、定額で鋼製器具の修理、また修理不能品の場合は、AESCULAP®製の新品鋼製器具への交換（廃棄を含む）をいたします。

## 150年の歴史が培ったクラフトマンシップによる修理




ビー・ブラウンエースクラップ株式会社は、AESCULAP社（ドイツ）で研修を受け、修了書を取得した専任エンジニアによる高品質の修理を提供しております。

国内修理部門 ATSC（エースクラップテクニカルサービスセンター）では、以下のメンテナンスを行い、新品同様の総合的な修復が可能です。長年にわたってご使用頂けるよう、機能回復と維持を目指した修理を行っています（鋼製器具の状態により修理不能となる場合もございます）。




### 例：一般剪刀の調整修復項目

- 刃先の研磨
- 動作調整
- ネジとネジ穴の清掃
- 器具全体の表面研磨（浅い孔食の除去）
- 擦過による傷の修復
- パーツ交換
- 先端のかみ合わせ調整
- レーザーによる修理履歴のマーキング




修理完了した製品（写真は2018年6月）

メーカー修理により製品価値を長く維持し、安全性と経済性を提案します




定額性のプログラムによる修理・更新予算の見える化を通じて、経済性と効率性を提案します

既存の鋼製器具の修理・更新費用



月によって年によって費用が変動する

エースクラブ鋼製器具メンテナンスプログラム



費用が一定

※年間一括でお支払い頂くことも可能です。

## プログラム開始までの流れ

- 本プログラムの内容をご説明いたします。
- 事前に修理不能時の交換対象製品について、ご確認ください。
- 対象の鋼製器具は、別紙メンテナンス契約対象汎用鋼製器具リストをご参照ください。
- 1年もしくは契約本数に達するまで修理・新品交換が可能です。
- ご契約内容に沿って、スムーズに修理・交換いたします。
- 定期的に進捗本数を報告いたします。



AESCULAP® - a B. Braun brand

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16  
カスタマーサービスセンター：☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)  
www.bb Braun.jp

本カタログ掲載製品の業事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。  
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読みください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。