

2023年6月1日

お客様各位

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社  
ホスピタルケア&OPM 事業本部

## インジェクトシリンジに関するお知らせ (シリンジ内側の白い物質について)

拝啓 時下益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品インジェクトシリンジ2ピースにおいて、シリンジの押子を引いた際に、白い物質がシリンジの内側に確認できるとの情報をお客様よりいただきましたので、この点につきご説明させていただきます。


当該シリンジの内側に白い物質が確認できることがございますが、樹脂に含まれる潤滑剤であり、本製品は国際規格 ISO の医療機器の生物的安全性試験の規格に適合しておりますので、そのままご使用いただいて問題ございません。

弊社は今後も引き続き、革新的な製品の開発、製造および安定供給を通じて、人々の健康を守り、向上させていくために努力してまいります所存です。

敬具

### 記

製品名・品番: インジェクト 1mL (2ピース) 品番:9166017V  
インジェクト 2mL (2ピース) 品番:4606027V



お問合せ: ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 カスタマーサービスセンター  
TEL: 0120-401-741

以上