

2023年8月

お客様各位

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
ニューロサージェリー&スパイン事業本部
品質保証部

添付文書改訂のご案内
ヤサーギル チタン脳動脈瘤クリップ

謹啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。貴院におかれましては平素より弊社製品に格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申し上げます。

2022年3月、首記の製品のうちテンポラリークリップ(以下、本製品)の添付文書におきまして、承認書に記載のない滅菌手順を記載していたことが社内での確認において判明し、承認書の内容と整合を図るため、承認当時の添付文書を用いて改訂致しました。

この度、未使用のテンポラリークリップの再滅菌について追記した一部変更承認を取得いたしました。

つきましては、改めましてヤサーギルチタン脳動脈瘤クリップシステムの添付文書につきましてはパーマネントクリップタイプとテンポラリークリップタイプを分けて運用して参ります。

以上をふまえ、以下、今回改訂する内容の概要となります。

- テンポラリークリップタイプとパーマネントクリップタイプの添付文書を分割(2023年6月改訂)
- 本製品は再滅菌できない製品ですが、未使用のテンポラリークリップについては、【使用方法等】に「洗浄・再滅菌に関する手順」に関わる事項を追記

お客様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

販売名 : ヤサーギル チタン脳動脈瘤クリップ
承認番号 : 21900BZX01170000
製品名 : 別添、製品一覧を参照
製品番号 : 別添、製品一覧を参照

【お問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせにつきましては、弊社営業担当者までご連絡の程、お願い申し上げます。

以上

【対象製品一覧】

製品番号	製品名
FT097T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 3 × 最大開き巾 7.5mm、閉鎖圧 110g
FT098T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 4 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 110g
FT099T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 5 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 110g
FT100T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 6 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 110g
FT102T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 5 × 最大開き巾 5.8mm、閉鎖圧 110g
FT103T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 6.1 × 最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 110g
FT104T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 5 × 最大開き巾 4.9mm、閉鎖圧 110g
FT110T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 9 × 最大開き巾 8.4mm、閉鎖圧 110g
FT112T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 7.5 × 最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 110g
FT113T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 8 × 最大開き巾 6.2mm、閉鎖圧 110g
FT114T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 7.5 × 最大開き巾 4.9mm、閉鎖圧 110g
FT120T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 12 × 最大開き巾 9.6mm、閉鎖圧 110g
FT122T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ3.5mm、長 10 × 最大開き巾 7.2mm、閉鎖圧 110g
FT123T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 10.6 × 最大開き巾 7.8mm、閉鎖圧 110g
FT137T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 3 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 110g
FT138T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 4 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 110g
FT139T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 5 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 110g
FT140T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 6 × 最大開き巾 7.9mm、閉鎖圧 110g
FT142T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 5 × 最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 110g
FT144T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 5 × 最大開き巾 5.5mm、閉鎖圧 110g
FT150T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 9 × 最大開き巾 9.1mm、閉鎖圧 110g
FT152T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 7.5 × 最大開き巾 7.2mm、閉鎖圧 110g
FT154T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 7.5 × 最大開き巾 5.5mm、閉鎖圧 110g
FT162T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓テンポラー、φ5mm、長 10 × 最大開き巾 7.8mm、閉鎖圧 110g
FT180T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 3 × 最大開き巾 3.3mm、閉鎖圧 90g
FT182T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 2.8 × 最大開き巾 3.2mm、閉鎖圧 90g
FT190T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 5 × 最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 70g
FT192T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 4.7 × 最大開き巾 3.8mm、閉鎖圧 70g
FT194T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 4 × 最大開き巾 3.6mm、閉鎖圧 80g
FT200T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 3 × 最大開き巾 3.3mm、閉鎖圧 90g
FT210T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 5 × 最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 70g
FT211T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 4 × 最大開き巾 3.6mm、閉鎖圧 80g

製品番号	製品名
FT212T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 4.7 × 最大開き巾 3.8mm、閉鎖圧 70g
FT213T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 4 × 最大開き巾 3.6mm、閉鎖圧 80g
FT214T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 3.9 × 最大開き巾 3.5mm、閉鎖圧 80g
FT216T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 5 × 最大開き巾 3.5mm、閉鎖圧 70g
FT217T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 6.3 × 最大開き巾 6.0mm、閉鎖圧 70g
FT220T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 7 × 最大開き巾 4.6mm、閉鎖圧 70g
FT222T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 6.6 × 最大開き巾 4.4mm、閉鎖圧 70g
FT224T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 5 × 最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 70g
FT226T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 5.2 × 最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 70g
FT227T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 4 × 最大開き巾 7.0mm、閉鎖圧 70g
FT228T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラー、長 7 × 最大開き巾 5.7mm、閉鎖圧 70g
FT240T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 7 × 最大開き巾 6.2mm、閉鎖圧 110g
FT242T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 6.5 × 最大開き巾 6.0mm、閉鎖圧 110g
FT244T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 5.4 × 最大開き巾 5.5mm、閉鎖圧 110g
FT246T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 7 × 最大開き巾 5.7mm、閉鎖圧 90g
FT247T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 8.6 × 最大開き巾 7.0mm、閉鎖圧 90g
FT248T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 7 × 最大開き巾 7.9mm、閉鎖圧 90g
FT250T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 9 × 最大開き巾 7.0mm、閉鎖圧 90g
FT252T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 8.3 × 最大開き巾 6.8mm、閉鎖圧 90g
FT254T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 6.4 × 最大開き巾 6.1mm、閉鎖圧 110g
FT258T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 9 × 最大開き巾 8.7mm、閉鎖圧 90g
FT259T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 12 × 最大開き巾 10.2mm、閉鎖圧 90g
FT260T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 11 × 最大開き巾 7.8mm、閉鎖圧 90g
FT261T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 11.4 × 最大開き巾 8.0mm、閉鎖圧 90g
FT262T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 10.2 × 最大開き巾 7.5mm、閉鎖圧 90g
FT263T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 11.8 × 最大開き巾 8.4mm、閉鎖圧 110g
FT264T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 8 × 最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 110g
FT270T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 5 × 最大開き巾 8.0mm、閉鎖圧 110g
FT271T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 5 × 最大開き巾 8.0mm、閉鎖圧 110g
FT272T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 5 × 最大開き巾 8.0mm、閉鎖圧 110g
FT273T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 7.8 × 最大開き巾 5.3mm、閉鎖圧 90g
FT280T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 15 × 最大開き巾 9.2mm、閉鎖圧 90g
FT282T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 13.7 × 最大開き巾 8.7mm、閉鎖圧 110g
FT284T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラー、長 10.3 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 110g

製品番号	製品名
FT286T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 15.3 × 最大開き巾 9.8mm、閉鎖圧 110g
FT290T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 20 × 最大開き巾 11.4mm、閉鎖圧 110g
FT292T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 17.5 × 最大開き巾 10.6mm、閉鎖圧 90g
FT306T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラリー、長 7 × 最大開き巾 4.5mm、閉鎖圧 70g
FT307T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・テンポラリー、長 4.7 × 最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 70g
FT310T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 9 × 最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 110g
FT319T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 5 × 最大開き巾 5.6mm、閉鎖圧 130g
FT320T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 7 × 最大開き巾 4.5mm、閉鎖圧 130g
FT322T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 10 × 最大開き巾 5.6mm、閉鎖圧 130g
FT323T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 7.4 × 最大開き巾 5.4mm、閉鎖圧 110g
FT324T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 8.4 × 最大開き巾 5.8mm、閉鎖圧 110g
FT325T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 10.5 × 最大開き巾 6.2mm、閉鎖圧 110g
FT330T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 7 × 最大開き巾 7.2mm、閉鎖圧 90g
FT332T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 9.3 × 最大開き巾 7.2mm、閉鎖圧 90g
FT333T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 11.3 × 最大開き巾 8.2mm、閉鎖圧 90g
FT350T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 6.7 × 最大開き巾 5.4mm、閉鎖圧 130g
FT351T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・テンポラリー、長 9 × 最大開き巾 5.6mm、閉鎖圧 130g
FT597T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 3 × 最大開き巾 7.5mm、閉鎖圧 150g
FT598T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 4 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 150g
FT599T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 5 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 150g
FT600T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 6 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 150g
FT602T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 5 × 最大開き巾 5.8mm、閉鎖圧 150g
FT603T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 6.1 × 最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 200g
FT604T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 5 × 最大開き巾 4.9mm、閉鎖圧 150g
FT610T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 9 × 最大開き巾 8.4mm、閉鎖圧 150g
FT610TM	レンジオープニング脳動脈瘤クリップ、チタン、パーマネント、窓付、φ3.5MM, 9.0MM
FT612T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 7.5 × 最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 150g
FT613T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 8 × 最大開き巾 6.2mm、閉鎖圧 200g
FT614T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 7.5 × 最大開き巾 4.9mm、閉鎖圧 150g
FT620T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 12 × 最大開き巾 9.6mm、閉鎖圧 180g
FT622T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ3.5mm、長 10 × 最大開き巾 7.2mm、閉鎖圧 180g
FT623T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 10.6 × 最大開き巾 7.8mm、閉鎖圧 200g
FT623TM	レンジオープニング脳動脈瘤クリップ、チタン、スタンダード、パーマネント、10.6MM
FT637T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 3 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 150g

製品番号	製品名
FT638T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 4 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 150g
FT639T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 5 × 最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 150g
FT640T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 6 × 最大開き巾 7.9mm、閉鎖圧 150g
FT642T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 5 × 最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 150g
FT644T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 5 × 最大開き巾 5.5mm、閉鎖圧 150g
FT650T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 9 × 最大開き巾 9.1mm、閉鎖圧 150g
FT652T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 7.5 × 最大開き巾 7.2mm、閉鎖圧 150g
FT654T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 7.5 × 最大開き巾 5.5mm、閉鎖圧 150g
FT662T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓パーマネント、φ5mm、長 10 × 最大開き巾 7.8mm、閉鎖圧 180g
FT680T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 3 × 最大開き巾 3.3mm、閉鎖圧 110g
FT682T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 2.8 × 最大開き巾 3.2mm、閉鎖圧 110g
FT690T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 5 × 最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 110g
FT692T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 4.7 × 最大開き巾 3.8mm、閉鎖圧 110g
FT694T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 4 × 最大開き巾 3.6mm、閉鎖圧 110g
FT700T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 3 × 最大開き巾 3.3mm、閉鎖圧 110g
FT710T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 5 × 最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 110g
FT711T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 4 × 最大開き巾 3.6mm、閉鎖圧 110g
FT712T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 4.7 × 最大開き巾 3.8mm、閉鎖圧 110g
FT713T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 4 × 最大開き巾 3.6mm、閉鎖圧 110g
FT714T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 3.9 × 最大開き巾 3.5mm、閉鎖圧 110g
FT716T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 5 × 最大開き巾 3.5mm、閉鎖圧 110g
FT717T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 6.3 × 最大開き巾 6.0mm、閉鎖圧 110g
FT720T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 7 × 最大開き巾 4.6mm、閉鎖圧 110g
FT722T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 6.6 × 最大開き巾 4.4mm、閉鎖圧 110g
FT724T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 5 × 最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 110g
FT726T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 5.2 × 最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 110g
FT727T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニパーマネント、長 4 × 最大開き巾 7.0mm、閉鎖圧 110g
FT728D	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニダブルホックスロック、長 7 × 最大開き巾 5.7mm、閉鎖圧 110g
FT728T	脳動脈瘤クリップ、ヤサーキルチタンミニパーマ
FT740T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 7 × 最大開き巾 6.2mm、閉鎖圧 150g
FT742T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 6.5 × 最大開き巾 6.0mm、閉鎖圧 150g
FT744T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 5.4 × 最大開き巾 5.5mm、閉鎖圧 150g
FT746T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 7 × 最大開き巾 5.7mm、閉鎖圧 200g
FT747T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 8.6 × 最大開き巾 7.0mm、閉鎖圧 180g

製品番号	製品名
FT747TM	レーザーオープニング脳動脈瘤クリップ、チタン、スタンダード、パーマネント、8.6MM
FT748T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 7×最大開き巾 7.9mm、閉鎖圧 200g
FT750T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 9×最大開き巾 7.0mm、閉鎖圧 180g
FT750TM	レーザーオープニング脳動脈瘤クリップ、チタン、スタンダード、パーマネント、9.0MM
FT752T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 8.3×最大開き巾 6.8mm、閉鎖圧 180g
FT752TM	レーザーオープニング脳動脈瘤クリップ、チタン、スタンダード、パーマネント、8.3MM
FT754T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 6.4×最大開き巾 6.1mm、閉鎖圧 180g
FT758T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 9×最大開き巾 8.7mm、閉鎖圧 200g
FT759T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 12×最大開き巾 10.2mm、閉鎖圧 200g
FT760T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 11×最大開き巾 7.8mm、閉鎖圧 180g
FT760TM	レーザーオープニング脳動脈瘤クリップ、チタン、スタンダード、パーマネント、11.0MM
FT761T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 11.4×最大開き巾 8.0mm、閉鎖圧 200g
FT762T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 10.2×最大開き巾 7.5mm、閉鎖圧 180g
FT763T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 11.8×最大開き巾 8.4mm、閉鎖圧 170g
FT764T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 8×最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 180g
FT770T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 5×最大開き巾 8.0mm、閉鎖圧 200g
FT771T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 5×最大開き巾 8.0mm、閉鎖圧 200g
FT772T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 5×最大開き巾 8.0mm、閉鎖圧 200g
FT773T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 7.8×最大開き巾 5.5mm、閉鎖圧 180g
FT780D	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ダブルホックスロック、長 15×最大開き巾 9.2mm、閉鎖圧 200g
FT780T	脳動脈瘤クリップ、ヤサーキル、チタン、スタン、パーマ
FT782T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 13.7×最大開き巾 8.7mm、閉鎖圧 200g
FT784T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 10.3×最大開き巾 7.4mm、閉鎖圧 200g
FT786T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 15.3×最大開き巾 9.8mm、閉鎖圧 180g
FT790D	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ダブルホックスロック、長 20×最大開き巾 11.4mm、閉鎖圧 200g
FT790T	脳動脈瘤クリップ、ヤサーキル、チタン、スタン、パーマ
FT792D	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ダブルホックスロック、長 17.5×最大開き巾 10.6mm、閉鎖圧 200g
FT792T	脳動脈瘤クリップ、ヤサーキル、チタン、スタン、パーマ
FT806T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・パーマネント、長 7×最大開き巾 4.5mm、閉鎖圧 110g
FT807T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、ミニ・パーマネント、長 4.7×最大開き巾 4.0mm、閉鎖圧 110g
FT810T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 9×最大開き巾 6.5mm、閉鎖圧 200g
FT819T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 5×最大開き巾 5.6mm、閉鎖圧 200g
FT820T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 7×最大開き巾 4.5mm、閉鎖圧 200g
FT822T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・パーマネント、長 10×最大開き巾 5.6mm、閉鎖圧 200g

製品番号	製品名
FT823T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ハーマネント、長 7.4 × 最大開き巾 5.4mm、閉鎖圧 180g
FT824T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ハーマネント、長 8.4 × 最大開き巾 5.8mm、閉鎖圧 180g
FT825T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ハーマネント、長 10.5 × 最大開き巾 6.2mm、閉鎖圧 180g
FT830T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ハーマネント、長 7 × 最大開き巾 7.2mm、閉鎖圧 200g
FT832T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ハーマネント、長 9.3 × 最大開き巾 7.2mm、閉鎖圧 200g
FT833T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ハーマネント、長 11.3 × 最大開き巾 8.2mm、閉鎖圧 200g
FT850T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ハーマネント、長 6.7 × 最大開き巾 5.4mm、閉鎖圧 200g
FT851T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ハーマネント、長 9 × 最大開き巾 5.6mm、閉鎖圧 200g
FT852T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓ハーマネント、T 型、φ5.0mm、長 5mm、45°、閉鎖圧 150g
FT853T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓ハーマネント、T 型、φ5.0mm、長 9mm、45°、閉鎖圧 150g
FT854T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓ハーマネント、T 型、φ5.0mm、長 5mm、90°、閉鎖圧 150g
FT855T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓ハーマネント、T 型、φ5.0mm、長 9mm、90°、閉鎖圧 150g
FT856T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・有窓ハーマネント、T 型、φ5.0mm、長 13mm、90°、閉鎖圧 180g
FT900T	ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、スタンダード・ハーマネント・ブースター
FT902T	特注品 ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、FT602T ヘース、φ3.5mm、長 3mm
FT904T	特注品 ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、FT604T ヘース、長 3mm
FT940T	特注品 ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、FT740T ヘース、目盛付、長 7mm
FT944T	特注品 ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、FT644T ヘース、φ5mm、長 3mm
FT948T	特注品、脳動脈瘤クリップ、FT748T ヘース
FT950T	特注品 ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、FT750T ヘース、目盛付、長 9mm
FT960T	特注品 ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、FT760T ヘース、目盛付、長 11mm
FT980D	特注品 ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、FT780D ヘース、目盛付、長 15mm
FT990D	特注品 ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、FT790D ヘース、目盛付、長 20mm
FT992D	特注品 ヤサーキルチタン脳動脈瘤クリップ、FT792D ヘース、目盛付、長 17.5mm
FT999T	特注品、脳動脈瘤クリップ、FT748T ヘース
S69646	特注品、脳動脈瘤クリップ、ヤサーキルチタン、FT780T ヘース
S69647	特注品、脳動脈瘤クリップ、ヤサーキルチタン、FT790T ヘース
S69648	特注品、脳動脈瘤クリップ、ヤサーキルチタン、FT792T ヘース

以下余白