


AESFULAP® AICON®

バスケット

底部の表面が波状に加工

器械がすべりにくい形状

リングのある器械は、立てかけた状態で組立の作業がしやすくなっています




蓋 (別売り)

人間工学的に 設計されたハンドル

スムーズデザイン


丸みを帯びた設計、脚なし

ラップ材への使用にも適しています




全再生処理プロセスを通じた適合性

AICON®コンテナとAICON®バスケットは、
全再生処理サイクルを通じて一緒に使用できます



積み重ね

蓋あり、蓋なし、いずれの場合も安定して
バスケットを積み重ねることができます



AESFULAP[®] AICON[®]

バスケット蓋

バスケット蓋	注文コード	品番	サイズ 縦×横×高さ (mm)
 フルサイズ(大)	002-590-62	JJ167R	528×253×18
 フルサイズ	002-590-99	JJ467R	476×253×18
 ミドルサイズ	002-590-89	JJ367R	394×253×18
 ハーフサイズ	002-590-76	JJ267R	231×253×18

AESCALAP® AICON®

バスケット

バスケット	注文コード	品番	サイズ(外寸) 縦×横×高さ(mm)	サイズ(内寸) 縦×横×有効高さ(mm)
 フルサイズ(大)	002-590-58	JJ161R	537×250×35	535×248×32
	002-590-59	JJ162R	537×250×55	535×248×52
	002-590-60	JJ163R	537×250×80	535×248×77
	002-590-61	JJ164R	537×250×105	535×248×102
 フルサイズ	002-590-95	JJ461R	485×250×35	483×248×32
	002-590-96	JJ462R	485×250×55	483×248×52
	002-590-97	JJ463R	485×250×80	483×248×77
	002-590-98	JJ464R	485×250×105	483×248×102
 ミドルサイズ	002-590-85	JJ361R	403×250×35	401×248×32
	002-590-86	JJ362R	403×250×55	401×248×52
	002-590-87	JJ363R	403×250×80	401×248×77
	002-590-88	JJ364R	403×250×105	401×248×102
 ハーフサイズ	002-590-71	JJ261R	240×250×35	238×248×32
	002-590-72	JJ262R	240×250×55	238×248×52
	002-590-73	JJ263R	240×250×80	238×248×77
	002-590-75	JJ264R	240×250×105	238×248×102