

Aesculap[®] S⁴ Spinal System FRI

Fracture Reduction Instrument



Spine

S⁴ Spinal System FRI

◆Fracture Reduction Instrument / Cannulated Monoaxial Screw

本邦初のモノアキシアルのキャニュレートスクリューと骨折整復用デバイスにより、経皮的に骨折整復固定（後彎矯正）を行うことが可能です。




◆Parallel Distraction / Lordosis Correction / Ligament-taxis

ディストラクションとロードシスコレクション、2つの操作を組み合わせることで、Ligament-taxis を用いた骨折整復固定を行うことが可能です。

◆Various Approaches

経皮的アプローチのみならず、Mini-Open、Open、全てのアプローチに対応可能です。



モノアキシアルスクリュー キャニュレート

長さ	φ 4.5mm	φ 5.5mm	φ 6.5mm	φ 7.5mm
25mm	SW421T*	SW431T*	SW441T*	SW461T*
30mm	SW422T	SW432T	SW442T*	SW462T*
35mm	SW423T	SW433T	SW443T	SW463T
40mm	SW424T	SW434T	SW444T	SW464T
45mm	SW426T	SW436T	SW446T	SW466T
50mm	SW427T*	SW437T*	SW447T	SW467T

ポリアキシアルスクリュー キャニュレート

長さ	φ 4.5mm	φ 5.5mm	φ 6.5mm	φ 7.5mm
25mm	SW321T	SW331T*	SW341T*	SW361T*
30mm	SW322T	SW332T	SW342T*	SW362T*
35mm	SW323T	SW333T	SW343T	SW363T
40mm	SW324T	SW334T	SW344T	SW364T
45mm	SW326T	SW336T	SW346T	SW366T
50mm	SW327T*	SW337T*	SW347T	SW367T



※が付いたインプラントはオプションとなります。事前にお問い合わせ下さい。

AESCULAP® - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷 2-38-16
 カスタマーサービスセンター：☎120-16-1743(フリーダイヤル)

販売名：エースクラップ S⁴ スパイナルシステム (承認番号:21600BZY00687000)
 販売名：S⁴ スパイナルシステム用手術器械セット (届出番号:13B1X00218258006)
 販売名：S⁴ FRI 用手術器械 (届出番号:13B1X00218258053)

*本カタログに掲載の仕様及び形状は、改善等の理由により予告なしに変更することがあります。