

Aesculap® YASARGIL Aneurysm Clips Titanium T-Bar ヤサーギル チタンT型脳動脈瘤クリップ




Neurosurgery

YASARGIL Aneurysm Clips Titanium T-Bar

ヤサーギル チタンT型脳動脈瘤クリップ


ユニークなデザイン

- ブレードがスプリングに対し、90°、60°及び45°の角度でT字を形成
- ユニークな形状が複雑な脳動脈瘤治療の選択肢を広げます
- チタン・スタンダードクリップ
パーマネントタイプ
- 直径5mm有窓



適応

- 脳動脈瘤のクリッピング術
- 有窓クリップを多数用いたクリッピングの代替として
- アプローチの難しい動脈瘤の再建
 - Multipleクリッピング術が必要な動脈瘤
 - 逆方向へ突起したアプローチの難しい動脈瘤
 - 紡鐘型動脈瘤



開発協力Dr:
Dr.Thomas A.Koptnik,M.D.
Central Wyoming Neurosurgery
Casper, Wyoming, USA



T-Bar Aneurysm Clips チタン

品番	ブレード長	角度	最大開き巾	閉鎖圧 (グラム重/ニュートン)		
FT852T*	5mm	45°	5.5mm	150g / 1.5N		
FT853T*	9mm	45°	5.5mm	150g / 1.5N		
FT854T*	5mm	90°	5.5mm	150g / 1.5N		
FT855T*	9mm	90°	5.5mm	150g / 1.5N		
FT856T*	13mm	90°	5.5mm	180g / 1.8N		
FT864T	9mm	90°	5.5mm	150g / 1.47N		
FT865T	13mm	90°	5.5mm	180g / 1.47N		
FT857T	9mm	90°	5.5mm	150g / 1.47N		
FT858T	9mm	90°	5.5mm	150g / 1.47N		
FT859T	13mm	60°	5.5mm	180g / 1.77N		
FT860T	13mm	60°	5.5mm	180g / 1.77N		

*同形状でフィノックスクリップのラインナップもございます

AESCULAP® - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター: ☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)

Homepage: www.bbraun.jp

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
本カタログ掲載の製品毎の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。

販売名	承認番号
ヤサーギル チタン脳動脈瘤クリップ	21900BZX01170000
Yasargil チタン脳動脈瘤クリップ	22500BZX00471000