



**AESCULAP® ELAN 4**

# AESCLAP® ELAN 4 electro / エラン4エレクトロ (電動式)



GA800

コントロールユニット



GA804

モーターケーブル  
ハンドスイッチ



GA806

モーターケーブル




GA808

フットスイッチ



GA822

パーフォレーター



GA824

ロースピードモーター



GA836

マイクロサジタルソー



GA831

サジタルソー



GA837

マイクロレシプロケーティングソー



GA832

レシプロケーティングソー



GA833

オシレーティングソー



GA849

クラニオトーム



GA860

MISモーターハンドピース

## AESCLAP® ELAN 4 electro / エラン4エレクトロ (電動式)



GA861

1Rモーターハンドピース L4



GA862

1Rモーターハンドピース L7



GA863

1Rモーターハンドピース L10



GA864

1Rモーターハンドピース L13



GA865

2Rモーターハンドピース L7



GA866

2Rモーターハンドピース L10



GA867

2Rモーターハンドピース L13



GA868

2Rモーターハンドピース L17



GA869

2Rモーターハンドピース L22

# AESCLAP® ELAN 4 air / エラン4エアー (気動式)

	<p><b>GA530</b> イリゲーションポンプ</p>		<p><b>GA468R</b> エアホース、シュレダー、5m</p>
	<p><b>GA708</b> フットスイッチ</p>		<p><b>GA702R</b> エアホース、3m</p>
	<p><b>GA710R</b> ホースアダプター、ドレーゲル</p>		<p><b>GA703R</b> エアホース、5m</p>
	<p><b>GA712R</b> ホースアダプター、シュレダー</p>		<p><b>GA705R</b> エアホース、3m (タービン-フットスイッチ)</p>
	<p><b>GA722</b> パーフォレーター</p> <p><b>GA724</b> ロースピードタービン</p> <p><b>GA736</b> マイクロサジタルソー</p> <p><b>GA731</b> サジタルソー</p> <p><b>GA737</b> マイクロレシプロケーティングソー</p> <p><b>GA732</b> レシプロケーティングソー</p> <p><b>GA733</b> オシレーティングソー</p> <p><b>GA749</b> クラニオトーム</p> <p><b>GA760</b> MISタービンハンドピース</p>		

## AESCLAP® ELAN 4 air / エラン4エアー (気動式)



GA761

1Rタービンハンドピース L4



GA762

1Rタービンハンドピース L7



GA763

1Rタービンハンドピース L10



GA764

1Rタービンハンドピース L13



GA765

2Rタービンハンドピース L7



GA766

2Rタービンハンドピース L10



GA767

2Rタービンハンドピース L13



GA768



























2Rタービンハンドピース L17



GA769

2Rタービンハンドピース L22

# AESCLAP® ELAN 4 アクセサリー

	<b>GB941R</b> デュラガード、小児用		<b>GA258SU</b> イリゲーションノズル、ソー用
	<b>GB942R</b> デュラガード、スタンダード		
	<b>GB943R</b> デュラガード、ロング		<b>GA259SU</b> イリゲーションノズル、 クラニオトーム用
	<b>GB945R</b> ドリルスリーブ		
	<b>GB947R</b> デュラガード、回転式		<b>GA261SU</b> イリゲーションノズル、1R、L4用
	<b>GB861P</b> 1Rシャフトスリーブ		<b>GA262SU</b> イリゲーションノズル、1R、L7用
	<b>GB862P</b> 1RMISスリーブ		<b>GA263SU</b> イリゲーションノズル、1R、L10用
	<b>GB863P</b> 2Rシャフトスリーブ		<b>GA264SU</b> イリゲーションノズル、1R、L13用
	<b>GB866R</b> 1Rラテラルバリアード		<b>GA265SU</b> イリゲーションノズル、2R、L7用
	<b>GB920R</b> MISシャフト、L10、ストレート		<b>GA266SU</b> イリゲーションノズル、2R、L10用
	<b>GB925R</b> MISシャフト、L13、ストレート		<b>GA267SU</b> イリゲーションノズル、2R、L13用
	<b>GB921R</b> MISシャフト、L10、カーブ		<b>GA268SU</b> イリゲーションノズル、2R、L17用
	<b>GB922R</b> MISシャフト、L10、強弯		<b>GA269SU</b> イリゲーションノズル、2R、L22用
	<b>GB926R</b> MISシャフト、L13、カーブ		<b>GB796SU</b> イリゲーションノズル、MIS、L10用
	<b>GB927R</b> MISシャフト、L13、強弯		<b>GB797SU</b> イリゲーションノズル、MIS、L13用

## AESULAP® ELAN 4 アクセサリー



GA391SU

GA530用  
イリゲーションチューブセット  
10本入り



GA395SU

GA800用  
イリゲーションチューブセット  
10本入り



GA526P

シリコンクリップ 8個入り



GB691R

洗浄用デバイス、エアー用



GB692R

洗浄用デバイス、エレクトロ用



GB697R

洗浄用アダプター、エアー用



GB698R

洗浄用アダプター、エレクトロ用



GB600850

注油用アダプター、エアー用



GB600860

注油用アダプター、エレクトロ用



GB600870

注油用アダプター、MISシャフト用



GB600

メンテナンスオイル



GB679R

MISシャフト洗浄用デバイス



GB699R

MISシャフト洗浄用アダプター

# AESULAP® ELAN 4 ECCOS® 専用ホルダー



**GB053R**

ECCOSホルダー、  
エアホース用



**GB073R**

ECCOSホルダー、  
モーターケーブル用



**GB072R**

ECCOSホルダー、  
ケーブル/ホース  
ポジショニングガイド



**GB056R**

ECCOSホルダー、GA722用



**GB076R**

ECCOSホルダー、GA822用



**GB057R**

ECCOSホルダー、GA724用



**GB077R**

ECCOSホルダー、GA824用



**GB062R**

ECCOSホルダー  
1タービンハンドピース用



**GB082R**

ECCOSホルダー、  
1モーターハンドピース用



**GB063R**

ECCOSホルダー  
3タービンハンドピース用



**GB083R**

ECCOSホルダー、  
3モーターハンドピース用



**GB064R**

ECCOSホルダー、GA760用



**GB084R**

ECCOSホルダー、GA860用



**GB065R**

ECCOSホルダー、GA749用



**GB085R**

ECCOSホルダー、GA849用



**GB066R**

ECCOSホルダー、GA736用



**GB086R**

ECCOSホルダー、GA836用



**GB068R**

ECCOSホルダー、  
GA731 / GA733用



**GB088R**

ECCOSホルダー、  
GA831 / GA833用



**GB067R**

ECCOSホルダー、  
GA732 / GA737用




**GB087R**

ECCOSホルダー、  
GA832 / GA837用



## AESULAP® ELAN 4 ECCOS® 専用ホルダー



GB718R

ECCOSホルダー、12バー用



GB719R

ECCOSホルダー、  
3クラニオアタッチメント用



GB720R

ECCOSホルダー、  
ソーブレード用



GB723R

ECCOSホルダー、2MISシャフト用



GB727R

ECCOSホルダー、  
ホールディングスリーブ用



GB729R

ECCOSホルダー、  
2レシプロケーティングシャंक用



GB730R

ECCOSホルダー、  
2オシレーティングシャंक用




GB572R

ECCOSホルダー、  
トレパンブレード用

# AESCULAP® ELAN 4 1R Burrs

## 1R カuttingバー



0.6+	0.8+	1.0	1.0+	1.4	1.4+	1.8	1.8+	2.3	2.3+	2.7	2.7+
GP111R	GP112R	GP113R	GP114R	GP115R	GP116R	GP117R	GP118R	GP120R	GP121R	GP122R	GP123R
3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0						
GP124R	GP125R	GP126R	GP127R	GP128R	GP129R						

## 1R カuttingバー Soft Cut




3.0+	4.0	5.0	6.0
GP133R	GP134R	GP135R	GP136R

## 1R ツインカッター




4.0	5.0	6.0	7.0
GP184R	GP185R	GP186R	GP187R

## 1R ダイヤモンドバー



0.6+	0.8+	1.0	1.0+	1.4	1.4+	1.8	1.8+	2.3	2.3+	2.7	2.7+
GP141R	GP142R	GP143R	GP144R	GP145R	GP146R	GP147R	GP148R	GP149R	GP150R	GP151R	GP152R
3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0						
GP153R	GP154R	GP155R	GP156R	GP157R	GP158R						

## 1R ダイヤモンドバー 粗目



2.0	2.0+	2.3	2.3+	3.0	3.0+	3.0++	4.0	5.0	6.0
GP161R	GP162R	GP163R	GP164R	GP165R	GP166R	GP167R	GP168R	GP169R	GP170R

## 1R ダイヤモンドバー 極粗目



3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
GP173R	GP174R	GP175R	GP176R	GP177R

## 1R ツイストドリル




1.5	2.0
GP188R	GP189R

## 1R ニューロカッター




1.5+	2.0+	2.5+	3.0	3.0+
GP201R	GP202R	GP203R	GP204R	GP205R

## 1R リバーステーパーパーバー



4.0+
GP238R

## 1R ダイヤモンドニューロカッター




1.5	1.5+	2.0	2.0+	2.5	2.5+	3.0	3.0+	4.0	4.0+
GP211R	GP212R	GP213R	GP214R	GP215R	GP216R	GP217R	GP218R	GP219R	GP220R

## 1R Aコーンバー




3.0	4.0	5.0	6.0
GP193R	GP194R	GP195R	GP196R

## 1R コーンバー




4.0	5.0
GP234R	GP235R

## 1R バレルバー



4.0+	5.0	6.0
GP228R	GP229R	GP230R

## 1R ピンカッター




1.0
GP190R

## 1R リンデマンバー



1.8	2.1	2.3	2.3+
GP241R	GP242R	GP243R	GP240R

## 1R オーバルバー



4.0	5.5
GP232R	GP233R

# AESFULAP® ELAN 4 2R Burrs & Saw Blades



2R カuttingバー

2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
GP301R	GP302R	GP303R	GP304R	GP305R	GP306R	GP307R	GP308R	GP309R



2R ダイヤモンドバー

2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
GP311R	GP312R	GP313R	GP314R	GP315R	GP316R	GP317R



2R ダイヤモンドバー 粗目

2.3	3.0	4.0	5.0	6.0
GP321R	GP322R	GP323R	GP324R	GP325R



2R ダイヤモンドバー 極粗目

4.0	5.0	6.0
GP328R	GP329R	GP330R



2R ツインカッター

5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
GP335R	GP336R	GP337R	GP338R	GP339R



2R ツイストドリル (4.0mm)

1.0	1.1	1.2	1.5
GP344R	GP345R	GP346R	GP347R




2R クラニオカッター (スパイラル)

ショート	スタンダード	ロング
GP341R	GP342R	GP343R




2R クラニオカッター (ストレート)

ショート	スタンダード	ロング
GP351R	GP352R	GP353R



2R Aコーンバー

5.0	6.0	7.5	9.0
GP355R	GP356R	GP357R	GP358R




2R バレルバー

4.0+	5.0+	6.0
GP378R	GP379R	GP380R



2R ニューロカッター

2.0	2.5	3.0	3.0+
GP361R	GP362R	GP363R	GP364R



2R ダイヤモンドニューロカッター

3.0	3.0+
GP370R	GP371R



2R リンデマンバー

1.8	2.1	2.3	2.3+
GP391R	GP392R	GP393R	GP397R



2R リバーステーパーバー

4.0+	6.0+
GP388R	GP389R



2R オーバルバー

4.0
GP382R



2R フィッシャーバーTC

1.2	1.6
GP395TC	GP396TC



2R ツイストドリル

1.5	2.0
GP348R	GP349R



2R ピンカッター

1.0
GP350R



2R ダイヤモンドディスク

25.0	Single use
GP398SU	



2R メタルカッター

2.3	Single use
GP399TC-SU	



















2R コーンバー

4.0	5.0
GP384R	GP385R










# AESCULAP® ELAN 4 ブレード

## サジタルソーブレード





		有効長	幅	刃厚	切りシロ
	GP491R	11.0mm	13.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP492R	15.0mm	5.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP493R	20.0mm	5.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP494R	20.0mm	10.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP495R	20.0mm	15.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP496R	25.0mm	5.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP497R	25.0mm	12.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP501R	15.0mm	5.0mm	0.5mm	0.5mm
	GP502R	15.0mm	10.0mm	0.5mm	0.5mm
	GP504R	20.0mm	5.0mm	0.5mm	0.5mm
	GP505R	20.0mm	10.0mm	0.5mm	0.5mm
	GP514R	25.0mm	5.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP515R	25.0mm	10.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP516R	25.0mm	15.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP518R	35.0mm	10.0mm	0.5mm	0.5mm
	GP521R	35.0mm	5.0mm	0.5mm	0.5mm
	GP522R	35.0mm	10.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP523R	35.0mm	15.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP524R	35.0mm	20.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP535R	50.0mm	10.0mm	0.5mm	0.8mm
	GP536R	50.0mm	15.0mm	0.5mm	0.8mm
	GP537R	50.0mm	20.0mm	0.7mm	0.9mm
	GP538R	50.0mm	25.0mm	0.7mm	0.9mm
	GP539R	50.0mm	30.0mm	0.7mm	0.9mm

# AESCALAP® ELAN 4 ブレード

## オシレーティングソー







		有効長	幅	刃厚	切りシロ
	GP581R	4.0mm	8.0mm	0.3mm	0.4mm
	GP583R	10.0mm	10.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP584R	12.0mm	15.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP587R	7.0mm	11.0mm	0.6mm	0.7mm
	GP588R	12.0mm	11.0mm	0.6mm	0.7mm
	GP591R	25.0mm	8.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP594R	12.0mm	8.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP595R	12.0mm	14.0mm	0.5mm	0.7mm
	GP598R	25.0mm	37.0mm	0.5mm	0.7mm

## オシレーティングソーブレード用シャンク

		有効長
	GP580R	65.0mm
	GP582R	65.0mm
	GP586R	95.0mm
	GP590R	30.0mm


# AESCULAP® ELAN 4 ブレード

## レシプロケーティングソーブレード

		全長	有効長	刃厚	切りシロ
	GP542R		13.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP543R		20.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP544R		13.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP545R		20.0mm	0.3mm	0.3mm
	GP551R	84.0mm	25.0mm	0.4mm	0.6mm
	GP561R	104.0mm	25.0mm	0.4mm	0.6mm
	GP552R	85.0mm	27.0mm	0.25mm	0.35mm
	GP553R	85.0mm	27.0mm	0.4mm	0.6mm
	GP562R	105.0mm	27.0mm	0.25mm	0.35mm
	GP563R	105.0mm	27.0mm	0.4mm	0.6mm
	GP554R	91.0mm	33.0mm	0.4mm	0.6mm
	GP564R	111.0mm	33.0mm	0.4mm	0.6mm
	GP565R	115.0mm	37.0mm	0.4mm	0.6mm
	GP550R	73.0mm	15.0mm	0.4mm	0.6mm
	GP575R	79.0mm	17.0mm	0.4mm	0.6mm
	GP576R	86.0mm	24.0mm	0.4mm	0.6mm
	GC615R <small>Single use</small>		23.0mm	0.25mm	0.35mm
	GC633R <small>Single use</small>		23.0mm	0.25mm	0.35mm


# AESCULAP® ELAN 4 ブレード

## ソーブレード用シャンク、ショート



GP559R

## ソーブレード用シャンク、ロング



GP569R

## ラスプ

		全長	有効長
	GP557R	70.0mm	10.0mm
	GP558R	70.0mm	12.5mm
	GP567R	90.0mm	10.0mm

## MIS バーリスト

L10		2mm	3mm	4mm	5mm
ニューロカッター		GP420SU	GP421SU		
スチールバー			GP422SU	GP423SU	
ダイヤモンドニューロカッター		GP424SU	GP425SU	GP426SU	GP427SU
ダイヤモンドニューロカッター、コース			GP428SU	GP429SU	GP430SU
ダイヤモンドバー			GP432SU	GP433SU	GP434SU
ダイヤモンドバー、コース			GP435SU	GP436SU	GP437SU

L13		2mm	3mm	4mm	5mm
ニューロカッター		GP440SU	GP441SU		
スチールバー			GP442SU	GP443SU	
ダイヤモンドニューロカッター		GP444SU	GP445SU	GP446SU	GP447SU
ダイヤモンドニューロカッター、コース			GP448SU	GP449SU	GP450SU
ダイヤモンドバー			GP452SU	GP453SU	GP454SU
ダイヤモンドバー、コース			GP455SU	GP456SU	GP457SU

## AESFULAP® - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16  
カスタマーサービスセンター：☎0120-401-741 (フリーダイヤル)  
[www.bbraun.jp](http://www.bbraun.jp)

本カタログ掲載製品の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。  
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読みください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。