




# ScalpFix® & Raney Clip System

AESCULAP® Neurosurgery

# ScalpFix®

The fast way to manage scalp bleeding.


- ・リユーザブルハンドルとシングルユースの頭皮クリップマガジン
- ・脱着方法も簡単で、直ぐにご利用になられます。
- ・PEEK素材のハンドルで軽量化しております。
- ・カートリッジには1-10のナンバーリングが施されており、術野に出た頭皮クリップの数をカウトできるようになっております。



クリップマガジン上部に  
1-10のナンバーリングが  
施されており、カウト可能

品番	品名
FF007P	スカルプフィックス用ハンドル、peek素材
FF013P	スカルプフィックス頭皮クリップ、滅菌済(1箱20カートリッジ入、1カートリッジ=10クリップ)
FF014R	スカルプフィックス、クリップリムーバル鉗子、全長150mm

## Raney Scalp Clips



品番	品名
FF015P	頭皮クリップ、レニー、プラスチック製、滅菌済、(1箱20パック入、1パック=10クリップ)
FF003R	頭皮クリップ着脱鉗子、レニー

## AESCULAP® - a B. Braun brand

製造販売元 ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター：☎0120-401-741

[www.bbraun.jp](http://www.bbraun.jp)

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。  
製品のご使用にあたっては、電子化された添付文書を必ずお読みください。

販売名：  
頭皮クリップ  
頭皮クリップ用インストゥルメント

承認番号/届出番号：  
21900BZX01189000  
13B1X00218139039