

BASKETS

ニューパーフォバスケット



ニューパーフォバスケット

- 側面のメッシュ間隔を狭め、先端が繊細な手術器械を保護します。
- 滑らかな表面処理のため、オペ用手袋の破損を防ぎます。
- オプションで蓋の設置が可能のため、洗浄、搬送工程で器械を保護します。
- エースクラップ手術器械保護システム (InOS) に適合します。

ニューパーフォバスケット 蓋




注文コード	品番	サイズ (外寸) 縦×横×高さ (mm)
フルサイズ(大)		
002-505-27	JF227R	544×257×18
フルサイズ		
002-505-17	JF217R	489×257×18
ミドルサイズ		
002-505-57	JF257R	410×257×18
ハーフサイズ		
002-504-17	JF117R	247×257×18

INSTRUMENT BASKETS

バスケット

ニューパーフォバスケット



外寸の () 内は脚なしの高さ

注文コード	品番	サイズ (外寸) 縦×横×高さ (mm)	サイズ (内寸) 縦×横×高さ (mm)
フルサイズ(大)			
002-505-21	JF221R	540×253×36(24)	538×251×22
002-505-22	JF222R	540×253×56(44)	538×251×42
002-505-23	JF223R	540×253×76(64)	538×251×62
002-505-24	JF224R	540×253×106(94)	538×251×92
フルサイズ			
002-505-11	JF211R	485×253×36(24)	483×251×22
002-505-12	JF212R	485×253×56(44)	483×251×42
002-505-13	JF213R	485×253×76(64)	483×251×62
002-505-14	JF214R	485×253×106(94)	483×251×92
ミドルサイズ			
002-505-51	JF251R	406×253×36(24)	404×251×22
002-505-52	JF252R	406×253×56(44)	404×251×42
002-505-53	JF253R	406×253×76(64)	404×251×62
002-505-54	JF254R	406×253×106(94)	404×251×92
ハーフサイズ			
002-504-11	JF111R	243×253×36(24)	241×251×22
002-504-12	JF112R	243×253×56(44)	241×251×42
002-504-13	JF113R	243×253×76(64)	241×251×62
002-504-14	JF114R	243×253×106(94)	241×251×92