



Surgical  
Instruments

AESCULAP® SuperCUT  
スーパーカット剪刀


# Aesculap® SuperCUT

## スーパーカット剪刀

ビー・ブラウンエスクラップ社スーパーカット剪刀は、マイクロトームエッジの鋭利なブレード形状により、スムーズな切開と剥離を可能にしています。さらに、Wカットブレードにより滑りやすい組織に対しても安定した切開性能を提供します。

スーパーカット剪刀は剪刀に求められる切れ味と剥離という2つの特性をバランス良く備えた製品です。


マイクロトーム・エッジ  
鋭利なブレード形状により  
切開操作および剥離操作が  
スムーズになりました。



製品番号とシリアル番号の二次元  
バーコードが製品毎に刻印され、  
個体管理を行なうことが可能です。



W-カット  
脂肪分の多い組織の切開時  
など組織が滑ることの無い様  
に、片側のブレードに鋸状の  
溝が刻まれています。





**BC900R**  
直


**BC901R**  
反



**BC903R**  
反


スーパーカット剪刀  
アイリス  
110 mm

スーパーカット剪刀  
125 mm



**BC904R**  
直

**BC905R**  
反



**BC906R**  
直

**BC907R**  
反

スーパーカット剪刀  
スティーブン  
105 mm

スーパーカット剪刀  
スティーブン  
110 mm



**BC909R**  
反



**BC939R**  
反

スーパーカット剪刀  
ゴールドマン・フォックス  
130 mm

スーパーカット剪刀  
フォモン  
115 mm



# Aesculap® SuperCUT

## スーパーカット剪刀



BC911R  
反

スーパーカット剪刀  
ジャミソン  
130 mm



BC915R  
反

スーパーカット剪刀  
ジャミソン  
150 mm



BC919R  
反

スーパーカット剪刀  
ジャミソン  
180 mm



BC916R  
直

スーパーカット剪刀  
ジョセフ  
4 150 mm



BC917R  
反




BC920R  
直

スーパーカット剪刀  
ゴニー  
195 mm



BC921R  
反



BC933R  
反

スーパーカット剪刀  
ケイ  
195 mm



# Aesculap® SuperCUT

## スーパーカット剪刀



BC930R

直

BC931R

反

スーパーカット剪刀  
ベビー・メツェンバウム  
115 mm



BC934R

直

BC935R

反

スーパーカット剪刀  
メツェンバウム  
145 mm



BC936R

直

BC937R

反

スーパーカット剪刀  
メツェンバウム  
180 mm





スーパーカット剪刀  
メツェンバウム



**BC945R**  
反  
230 mm



**BC947R**  
反  
260 mm



**BC949R**  
反  
285 mm



スーパーカット剪刀  
ポッツ・スミス



**BC957R**  
25° アングル  
190 mm



**BC958R**  
45° アングル  
185 mm



**BC959R**  
60° アングル  
180 mm

## Index

製品番号	製品名			ページ	
BC900R	スーパーカット剪刀	アイリス	直	110 mm	3
BC901R	スーパーカット剪刀	アイリス	反	110 mm	3
BC903R	スーパーカット剪刀		反	125 mm	3
BC904R	スーパーカット剪刀	スティーブン	直	105 mm	3
BC905R	スーパーカット剪刀	スティーブン	反	105 mm	3
BC906R	スーパーカット剪刀	スティーブン	直	110 mm	3
BC907R	スーパーカット剪刀	スティーブン	反	110 mm	3
BC909R	スーパーカット剪刀	ゴールドマン・フォックス	反	130 mm	3
BC911R	スーパーカット剪刀	ジャミソン	反	130 mm	4
BC915R	スーパーカット剪刀	ジャミソン	反	150 mm	4
BC916R	スーパーカット剪刀	ジョセフ	直	150 mm	4
BC917R	スーパーカット剪刀	ジョセフ	反	150 mm	4
BC919R	スーパーカット剪刀	ジャミソン	反	180 mm	4
BC920R	スーパーカット剪刀	ゴニー	直	195 mm	4
BC921R	スーパーカット剪刀	ゴニー	反	195 mm	4
BC924R	スーパーカット剪刀	メーヨー	直	165 mm	5
BC925R	スーパーカット剪刀	メーヨー	反	165 mm	5
BC926R	スーパーカット剪刀	メーヨー	直	145 mm	5
BC927R	スーパーカット剪刀	メーヨー	反	145 mm	5
BC929R	スーパーカット剪刀	メーヨー	反	280 mm	5
BC930R	スーパーカット剪刀	ベビー・メッツェンバウム	直	115 mm	6
BC931R	スーパーカット剪刀	ベビー・メッツェンバウム	反	115 mm	6
BC933R	スーパーカット剪刀	ケイ	反	195 mm	4
BC934R	スーパーカット剪刀	メッツェンバウム	直	145 mm	6
BC935R	スーパーカット剪刀	メッツェンバウム	反	145 mm	6
BC936R	スーパーカット剪刀	メッツェンバウム	直	180 mm	6
BC937R	スーパーカット剪刀	メッツェンバウム	反	180 mm	6
BC939R	スーパーカット剪刀	フォモン	反	115 mm	3
BC945R	スーパーカット剪刀	メッツェンバウム	反	230 mm	7
BC947R	スーパーカット剪刀	メッツェンバウム	反	260 mm	7
BC949R	スーパーカット剪刀	メッツェンバウム	反	285 mm	7
BC957R	スーパーカット剪刀	ポッツ・スミス	25° アングル	190 mm	7
BC958R	スーパーカット剪刀	ポッツ・スミス	45° アングル	185 mm	7
BC959R	スーパーカット剪刀	ポッツ・スミス	60° アングル	180 mm	7

## AESULAP® - a B. Braun brand

### 製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16  
カスタマーサービスセンター：☎0120-401-741 (フリーダイヤル)  
<http://www.bbraun.jp>

販 売 名：はさみ  
届出番号：13B1X00218135003

本カタログ掲載製品の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。  
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読みください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。