

# Aesculap® 3-way Bipolar Cables

## 3-way バイポーラ凝固ピンセット接続ケーブル

Suitable reusable and disposable cables













# AESCULAP®

Neurosurgery







# New Bipolar Cables

Suitable reusable and disposable cables

## ■ リユースタイプ

		電気手術器本体側	バイポーラ電極側
<b>NEW</b> GN132 (旧品番: GK280)	φ 4mmピン固定型 22mm幅		 ●●● 全長4m エースクラップラウンドピン型 エースクラップフラット型 USラウンドピン型
<b>NEW</b> GN133 (旧品番: GK281/GK331)	φ 4mmピン固定型 28.6mm幅		 ●●● 全長4m エースクラップラウンドピン型 エースクラップフラット型 USラウンドピン型
<b>NEW</b> GN134 (旧品番: GK282/GK332)	φ 4mmピン固定型 38mm幅		 ●●● 全長4m エースクラップラウンドピン型 エースクラップフラット型 USラウンドピン型
<b>NEW</b> GN131 (旧品番: GK342)	φ 4mmピン / φ 8mm ラウンドコネクター		 ●●● 全長4m エースクラップラウンドピン型 エースクラップフラット型 USラウンドピン型
<b>NEW</b> GN130 (旧品番: GN140/GN141)	φ 2mmピン / φ 5mm ラウンドコネクター		 ●●● 全長4m エースクラップラウンドピン型 エースクラップフラット型 USラウンドピン型

## ■ シングルユースタイプ

		電気手術器本体側	バイポーラ電極側
GK290SU	φ 4mmピン固定型 22mm幅		 10本入/1箱 ●● 全長3.7m エースクラップフラット型 USラウンドピン型
GK291SU	φ 4mmピン固定型 28.6mm幅		 10本入/1箱 ●●● 全長3.7m エースクラップフラット型 USラウンドピン型
GK292SU	φ 4mmピン固定型 38mm幅		 10本入/1箱 ●●● 全長3.7m エースクラップフラット型 USラウンドピン型

※エースクラップラウンドピン型コネクターには接続できません

AESCULAP® - a B. Braun brand

販売名 届出番号  
バイポーラケーブル 13B1X00218129001

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16  
カスタマーサービスセンター: ☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)

Homepage: [www.bbraun.jp](http://www.bbraun.jp)

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。  
本カタログ掲載の製品毎の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。

AJ-C61511BC-01 12.14.2000K