

Aesculap® JET Irrigation System

ジェットイリゲーションバイポーラ凝固ピンセット






Irrigation

■ ジェットイリゲーションバイポーラ凝固ピンセット (フラット型ソケットタイプ)

- 先端径0.7mm以上のタイプは、チップ先端へ厚みのあるシルバー合金プレートが埋め込んであります。



② エースクラップフラット型

0.4mm 	-	GK840R	GK843R	GK846R	-
0.7mm 	GK838R	GK841R	GK844R	GK847R	-
1.3mm 	-	GK842R	GK845R	GK848R	-
リング内径 / 外径 4 / 5mm 	-	-	-	-	GK871R
6 / 7mm 	-	-	-	-	GK872R
全長	165 mm	180 mm	205 mm	230 mm	235 mm


Aesculap® Bipolar System

バイポーラ凝固ピンセット




■ SINTRAMバイポーラ凝固ピンセット (フラット型ソケットタイプ)

特 徴


- シルバー合金プレートにより、血管への焦げ付きを少なくします。
- 長時間のオペレーションでも取り回しが容易なスリムデザイン。
- 把持した時のバネ圧がマイルドな為、凝固・剥離とオールラウンドに使用可能。
- 高品質なプラスチック製の堅牢な絶縁カフがハンドルをしっかりと固定し、先端のズレを最小限に防ぎます。
- チップ先端へ厚みのあるシルバー合金プレートを埋め込むことにより、微小血管への焦げ付きを少なくします。



② エースクラップフラット型





0.9 x 23mm 	GK604R	GK605R	GK606R	-	-
0.9 x 23mm 	-	-	-	GK624R	-
0.8 x 23mm 	-	-	-	-	GK625R
全 長	160 mm	185 mm	200 mm	160 mm	200 mm

■ SINTRAMバイポーラ凝固ピンセット（フラット型ソケットタイプ）



SINTRAM

② エースクラップフラット型

0.7 x 23mm 	GK614R	-	-	-	-	-
0.7 x 6mm 	-	-	-	GK644R	-	-
1.0 x 23mm 	-	GK615R	GK616R	-	-	-
1.0 x 6mm 	-	-	-	GK645R	GK646R	-
全長	160 mm	185 mm	200 mm	160 mm	185 mm	200 mm

Aesculap® Bipolar System

バイポーラ凝固ピンセット


■ バイポーラ凝固ピンセット (ピン型ソケットタイプ)

Stainless steel bipolar forceps



Clear view on the surgical operative site

Rose Goldバイポーラ凝固ピンセットシリーズと同様のスレンダーデザインを採用したベーシックライン。高いコストパフォーマンスを誇ります。






Standard




☉ エースクラップラウンドピン型

0.6mm 	GK660R	GK670R	GK675R	GK677R
0.9mm 	-	GK671R	-	GK679R
全長	160 mm	200 mm	220 mm	240 mm

☉ US ラウンドピン型





0.5mm 	-	US310	US187
0.7mm 	US308	-	-
1.0mm 	US182	US184	US188
1.5mm 	US183	US185	US189
2.0mm 	US305	US186	-
全長	190 mm	215 mm	255 mm

■ ヤサーギルバイポーラ凝固ピンセット（フラット型ソケットタイプ）



Yasargil

② エースクラップフラット型

0.4mm		GK760R	GK764R	GK768R	GK772R	GK788R	-
0.7mm		GK761R	GK765R	GK769R	GK773R	GK789R	GK793R
1.0mm		GK762R	GK766R	GK770R	GK774R	GK790R	-
1.3mm		GK763R	GK767R	GK771R	GK775R	GK791R	-
全長		155 mm	175 mm	195 mm	215 mm	235 mm	255 mm

Aesculap® Bipolar System

バイポーラ凝固ピンセット

■ ヤサーギルバイポーラ凝固ピンセット（フラット型ソケットタイプ）



② エースクラップフラット型

0.4mm		-	GK780R	-
0.7mm		GK777R	GK781R	GK785R
全長		215 mm	215 mm	215 mm

■ T型バイポーラ凝固ピンセット


狭深部、特に下垂体領域での確実な把持と凝固を実現します。



② エースクラップフラット型

	GK800R	-
0.7mm	-	GK801R
全 長	255 mm	255 mm

■ バイポーラエレクトロード



② エースクラップフラット型

	GK360R
全 長	255 mm

Aesculap® Bipolar System



バイポーラ凝固ピンセット

■ ヤサーギルバイポーラ凝固ピンセット (フラット型ソケットタイプ)



Special


② エースクラップフラット型

0.7mm 	GK822R	GK826R	GK823R	GK827R	-
1.0mm 	GK824R	GK828R	GK825R	GK829R	GK719R
全長	215 mm	255 mm	215 mm	255 mm	215 mm

Aesculap® Bipolar System

バイポーラ凝固鉗子

■ バイポーラ凝固鉗子




Aesculap® Bipolar System

バイポーラ凝固ピンセット





■ カスパーバイポーラ凝固ピンセット（フラット型ソケットタイプ）

特 徴

- 長時間の取扱いを考慮したスリムで繊細な形状。
- 先端表面の丁寧な研磨と丸味をつけることにより組織への付着を減少。
- 平行ガイダンスがピンセット先端の正確な接続をサポート。
- 確実な把持を追求した、ハンドル部表面の丸味をおびた仕上り。
- 高品質なプラスチック製の堅牢な絶縁カフがハンドルをしっかりと固定し、先端のズレを最小限に防ぎます。
- 絶縁コーティング断端からチップ先端にかけて下図の様な形状に仕上げている為、マイクロ下でも術野を妨げることはありません。




② エースクラブフラット型

0.2mm		GK899R	GK929R	GK959R
0.5mm		GK900R	GK930R	GK960R
1.0mm		GK910R	GK940R	GK970R
2.0mm		GK920R	GK950R	GK980R
全 長		165 mm	195 mm	220 mm

■ カスパーバイポーラ凝固ピンセット（フラット型ソケットタイプ）



② エースクラップフラット型

1.0mm 	GK972R	GK974R	-	-
1.0mm 	-	-	GK976R	GK978R
全長	220 mm	220 mm	215 mm	215 mm

Aesculap® Bipolar System

バイポーラ凝固ピンセット

■ バイポーラ凝固ピンセット (ピン型ソケットタイプ/フラット型ソケットタイプ)



② エースクラップフラット型



0.6mm

0.9mm

③ エースクラップラウンドピン型



0.4mm

0.6mm


0.9mm

全長	120 mm	160 mm	160 mm	200 mm	200 mm
----	--------	--------	--------	--------	--------

	-	GK700R	-	-	-
	-	GK701R	GK711R	GK703R	GK713R
	GK690R	-	-	-	-
	-	GK720R	-	-	-
	-	GK722R	GK723R	GK730R	-

Straight

■ カスパーバイポーラ凝固ピンセット（フラット型ソケットタイプ）



② エースクラップフラット型

	GK595R	GK596R	GK597R
全長	120 mm	145 mm	110 mm