

50 YEARS
YASARGIL CLIPS



Schwarz

NEUROSURGERY

AESCULAP®
SLIM CLIP APPLIER Schwarz

FOR AESCULAP® YASARGIL TITANIUM ANEURYSM CLIPS

ヤサーギルチタン脳動脈瘤クリップ シュバルツ

SLIM CLIP APPLIER Schwarz

PRODUCT CHARACTERISTICS



26% slimmer


アプライヤー先端ボリュームが、従来ヤサーギルクリップアプライヤーと比べて26%減少

IMPROVED VIEW



Schwarz Noir®-coating

顕微鏡下での乱反射減少を目的とした
Noir 窒化チタンコーティング



Durable latch

耐久性の高いラチェットロック機構を採用



Better grip

グリップ力を高めたハンドルデザインに変更



Different angles

様々な部位の動脈瘤へのアプローチを考え、先端角度のバリエーションを豊富に取り揃えました

SLIM CLIP APPLIER Schwarz

PORTFOLIO




	先端タイプ	Standard	Mini
有効長: 70mm 全長: 200mm		ストレート FT531B	FT521B
		ストレート FT532B	FT522B
		15° 上向き FT533B	FT523B
		30° 上向き FT534B	FT524B
有効長: 90mm 全長: 220mm		15° 下向き FT535B	FT525B
		15° 右向き FT536B	FT526B
		15° 左向き FT537B	FT527B
有効長: 110mm 全長: 240mm		ストレート FT538B	FT528B



	先端タイプ	Standard	Mini
有効長: 90mm 全長: 220mm		FT530B (アジャスティングキー含む)	FT520B (アジャスティングキー含む)
	FT402800		
		アジャスティングキー	

ハンドル内側の目印によって、スタンダード/ミニのアプライヤーが判別可能



カラーコード 青: スタンダードクリップ用鉗子



カラーコード 赤: ミニクリップ用鉗子

Index

品番	製品名	頁
FT520B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、ミニクリップ用、バリオタイプ、有効長90mm、全長220mm	5
FT521B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、ミニクリップ用、直、有効長70mm、全長200mm	4
FT522B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、ミニクリップ用、直、有効長90mm、全長220mm	4
FT523B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、ミニクリップ用、15° 上向、有効長90mm、全長220mm	4
FT524B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、ミニクリップ用、30° 上向、有効長90mm、全長220mm	4
FT525B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、ミニクリップ用、15° 下向、有効長90mm、全長220mm	4
FT526B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、ミニクリップ用、15° 右曲、有効長90mm、全長220mm	4
FT527B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、ミニクリップ用、15° 左曲、有効長90mm、全長220mm	4
FT528B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、ミニクリップ用、直、有効長110mm、全長240mm	4
FT530B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、スタンダードクリップ用、バリオタイプ、有効長90mm、全長220mm	5
FT531B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、スタンダードクリップ用、直、有効長70mm、全長200mm	4
FT532B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、スタンダードクリップ用、直、有効長90mm、全長220mm	4
FT533B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、スタンダードクリップ用、15° 上向、有効長90mm、全長220mm	4
FT534B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、スタンダードクリップ用、30° 上向、有効長90mm、全長220mm	4
FT535B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、スタンダードクリップ用、15° 下向、有効長90mm、全長220mm	4
FT536B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、スタンダードクリップ用、15° 右曲、有効長90mm、全長220mm	4
FT537B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、スタンダードクリップ用、15° 左曲、有効長90mm、全長220mm	4
FT538B	ヤサーギルクリップ鉗子、スリムタイプ、シュバルツ、スタンダードクリップ用、直、有効長110mm、全長240mm	4
FT402800	アジャスティングキー	5

Memo



AESCULAP® - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター：☎0120-401-741 (フリーダイヤル)
<http://www.bbraun.jp>

販売名 承認番号
脳動脈瘤クリップアプライヤー 13B1X00218139014

本カタログ掲載製品の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読みください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。