

0° 45° 90°



0° 45° 90°

Neurosurgery

AESCULAP® Deflectable Micro Instruments

屈曲性マイクロインスツルメント

AESCULAP® Deflectable Micro Instruments



FD137R

Deflectable curette /
有窓キュレット

リング径: 6mm半鋭
有効長: 135mm
全長: 265mm

FD138R

Deflectable knife /
メス

有効長: 135mm
全長: 265mm

FD139R

Deflectable dissector /
剥離子

幅: 2.1mm
有効長: 135mm
全長: 265mm



屈曲可能な先端

3つの角度(0°、45°、90°)に先端を変えられます。特に術野へのアプローチ時、0°ポジションで挿入することで、より安全に手術を行えます。

先端コントロールが片手操作可能

先端を操作するレバーがハンドルー体型で片手での作業が可能です。

ラウンド型ゴルフボールハンドル

的確な保持とスムーズなローテーションで操作の正確性を高めます。

AESCULAP®-a B.Braun brand

販売名	届出番号
メス	13B1X00218134002
CNS輪ひ	13B1X00218137005
CNS剥離子	13B1X00218142010

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。

製造販売元
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター
TEL 0120-401-741(フリーダイヤル)
<http://www.bbraun.jp/>