


Aesculap® Sterile Container System

エンドラックセット / パーフォトレイ

エンドラックセット



- シリコン製の器具ホルダーとシリコンライナーが器械を保護し、接触による損傷を防ぎます。
- 最大520mm長の鉗子を18本まで保管できます。
- φ2~12mmの鉗子直径の器具に対応しています。
- トロッカー固定用ラック (PL962R 別売品) を使用することでリユーズブルトロッカー等を保管することができます。

002-479-51

PL960R

L 540×W250×H166mm


セット内容

- ・エンドラックメタルフレーム (PL963R)
- ・シリコンメッシュマット (JF938)
- ・ニューパーフォバスケット (JF222R)

※滅菌コンテナシステム (底 JK444・JN444・JM444タイプ) に収納して滅菌、保管することをお勧めいたします。

トロッカー固定用ラック

- ニューパーフォバスケットの好みの位置に取付け可能。
- エンドラックセットと併せて使用することで、リユーズブルトロッカーをMIS鉗子類と一緒に収納することが可能です。



002-580-01


PL962R

W160×H50mm



取付イメージ

硬性鏡用パーフォトレイ



002-316-66

JF431R

L454×W84×H41mm
腹腔鏡1本収納可能

002-316-71

JF436R

L273×W84×H41mm
膝関節鏡1本収納可能

002-316-67

JF432R

L454×W104×H41mm
腹腔鏡2本収納可能

002-316-68


JF433R

L454×W104×H41mm
腹腔鏡2本収納可能
補助サポート付

※カタログ表記は **注文コード** 品番 です。

エンドコンテナー XXL

エンドコンテナー XXL



- 420mmのシャフト長を持つ長尺の内視鏡手術用器械にも対応できる、ロングサイズの滅菌コンテナーです。
- 器械はラックにセット組みして保管することができます。
- このエンドコンテナーは底側にもポートがあり、全ての蒸気滅菌方式に対応しています。
- 720mm以上の奥行きがある滅菌チャンバーを持つ滅菌器で滅菌することができます。

002-590-01

JK490

蓋
L708×W280×H35mm

002-590-11

JN445

底
L711×W274×H187mm

シリコンマットエンドコンテナー用 (オプション)

002-590-30

JF933

エンドコンテナー用
L610×W230×H30mm

エンドラックセット XXL



002-580-97

PL961R

L660×W253×H166mm

セット内容

- ・ エンドコンテナーXXL用バスケット (JF232R)
- ・ エンドラックメタルフレームXXL (PL964R)
- ・ シリコンメッシュマット (JF938)



002-590-25

JF232R


エンドコンテナーXXL用
バスケット



002-580-96

PL964R

エンドラックメタルフレーム
XXL



002-580-03

JF938

シリコンメッシュマット
L240×W250mm

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状は、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16 ☎03(3814)3886

www.bbraun.jp | Aesculap-a B. Braun company

発売元

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363

R1406.2000