



ブリングス ストーマパウダー

ストーマ周囲などの皮膚を保護する
粉状皮膚保護剤



ブリングス ストーマ用 用手成形皮膚保護剤

ストーマ周囲皮膚の保護を実現する
用手成形皮膚保護剤

最適なコスパをあなたに

ビー・ブラウンの新しいアクセサリブランド b:rings(ブリングス)。漏れを防ぎ、皮膚を保護することで、ユーザーに快適さをもたらすアクセサリブランドです。


ブリングス ストーマパウダー

ストーマ周囲などの皮膚を保護する粉状皮膚保護剤です。

製品の特長と便益

- ストーマと面板開口部の隙間に充填し、排泄物の皮膚への接触を防ぎます
- 皮膚障害のあるストーマ周囲などの皮膚の浸出液に散布し吸収させてゲル化により面板粘着を補助します

使用方法



*必要に応じて面板貼付後に、ストーマと面板の隙間にパウダーを充填する使い方も可能です

製品写真	品番	規格	包装単位	価格
	BBR025	25g/本	1本/箱	税込価格 990円 本体価格 900円

主成分:ペクチン、ゼラチン、CMC

ブリングス ストーマ用 用手成形皮膚保護剤

コスパがいいから「1枚貼り」。シンプルに経済的に、ストーマ周囲皮膚の保護を実現する用手成形皮膚保護剤です。

製品の特長と便益

柔軟性が高い

- ストーマのサイズに広げやすい
- ストーマ径や近接部皮膚の形状変化に合わせて追従し、漏れや潜り込みを防ぎます

pH緩衝能が高い

- ストーマ近接部を弱酸性に保ちます


選べる2種類の厚み




- スタンダードな3mmと、更なる耐久性のための4mmの2種類から必要に合わせて選べます

ノンアルコール

- 敏感肌にも安心して使用可能

使用方法



製品写真	品番	規格	包装単位	価格
	BBR103	 50mm ± 3mm	10枚/箱	税込価格 2,178円 (218円/枚) 本体価格 1,980円 (198円/枚)
	BBR104	 50mm ± 4mm	10枚/箱	税込価格 2,750円 (275円/枚) 本体価格 2,500円 (250円/枚)

主成分:ペクチン、ゼラチン、CMC、グアーガム、PIB

製造販売元

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター:

0120-401-741 (フリーダイヤル)

コーポレートサイト: www.bbroun.jp



サンプルのご用命はこちら